

Thermo Scientific 146iQ

Calibrador Multi-Gas



El Calibrador Multi-Gas 146iQ
Thermo Scientific™ suministra niveles precisos de ozono, monóxido de carbono, hidrocarburos no metánicos, dióxido de azufre, óxido nítrico y dióxido de nitrógeno u otros gases que el usuario pueda requerir.

Los niveles de gas se utilizan para calibrar instrumentos que realizan chequeos de cero, precisión y nivel 1, auditorías y mediciones multipunto.

El diseño del Calibrador Multi-Gas Thermo Scientific 146iQ cumple o excede todos los requisitos EPA de los Estados Unidos para chequeos de calibración multipunto, auditoría, escala y precisión nivel 1 y 2. Las opciones incluyen Titulación de Fase Gaseosa, Fotómetro UV y un tercer Controlador de Flujo Masivo.



Inteligencia Continua

- Diagnóstico Predictivo
- Comunicación Proactiva
- Conectividad de Dispositivos Personales

El analizador de gas de la serie iQ de Thermo Scientific ofrece una solución inteligente de monitoreo ambiental diseñada para la confiabilidad, operación fácil y mantenimiento proactivo. Obtenga más control sobre el rendimiento, los costos, el flujo de trabajo y la disponibilidad de datos de su instrumento.



La aplicación iQ complementaria para el analizador de gas de la serie iQ ofrece lo último en facilidad de uso e ingeniería inteligente. La aplicación iQ permite el monitoreo remoto de los analizadores de gas iQ, formas simplificadas de contactar con nosotros y acceso instantáneo a los recursos del producto. Descargue la aplicación iQ en thermofisher.com/iQapp

Calibrador Multi-Gas Thermo Scientific 146iQ

Especificaciones	
Precisión de la Medición de Flujo	±(0,8% de la lectura + 0,2% de escala completa)
Linealidad de la Medición de Flujo	0,25% de la escala completa
Repetitividad del Control de Flujo	±0,2% de la escala completa
Rangos MPC Aire Cero Disponibles	0-5, 0-10, 0-20 SLPM
Rangos MFC de Gas de Calibración	0-50, 0-100, 0-200 sccm
Intervalos MFC de 2° Gas de Calibración Disponibles (opcional)	0-1, 0-2, 0-5 SLPM
Puertos de Gas de Calibración Disponibles	6
Temperatura de Operación	0° - 45° C
Salida del Ozonizador	Max: 6 ppm-LPM; Min: 10 ppb-LPM; Concentración Mínima de O3: 3 ppb
Tiempo de Respuesta del Ozonizador	<180 segundos
Fotómetro	Rangos: 0-5,0 ppm (seleccionable) Ruido Cero: 0,75 ppb RMS (promedio de 60 segundos) Límite de Detección: 1,5 ppb (promedio de 60 segundos) Precisión: 1 ppb Deriva de Cero <1,0 ppb (24 horas) Deriva de Fondo de Escala <1% de la escala completa (1 mes) Tiempo de Respuesta Fotómetro: 20 segundos (promedio de 10 segundos) Sistema: <180 segundos Linealidad: ±1% a escala completa Caudal: 0,8 LPM nominal
E/S analógico	4 Entradas de tensión aisladas 0-10 V, 6 Salidas de tensiones aisladas, 6 Salidas de corriente analógicas aisladas
E/S digital	16 entradas (TTL), 8 Salidas del actuador solenoide 10 Salidas de contacto de relé de lámina
Puertos seriales	1 Puerto RS-232/485; 1 puerto de accesorios externo RS-485
Otros puertos	3 Puertos USB de Alta Velocidad (uno en el frente, dos en la parte trasera) 1 Puerto gigabit ethernet
Comunicación	MODBUS, Streaming, AK, Gesytec (Bayern-Hessen)
Requerimientos de energía	100-240 VAC 50/60 Hz, 275 watts
Dimensiones Físicas y Peso	24 in (PROF.) x 16.75 in (ANCH.) x 8,72 in (ALT.), 43 lbs 609 mm (PROF.) 425,45 mm (ANCH.) x 221,48 mm (ALT.), 19,5 Kg
Aprobaciones y Certificaciones	CE, Seguridad TUV-SUD

Información sobre pedidos

Calibrador Multi-Gas 146iQ

Elija entre las siguientes configuraciones/opciones para personalizar su propio Calibrador Multi-Gas 146iQ

1. Cable de Alimentación

A = 100-120 Vca 50/60 Hz (NA)

B = 220 Vca 50/60 Hz (CHN)

C = 220 Vca 50/60 Hz (EU)

2. Comunicaciones

N = Sin E/S

A = Serial RS232/RS485

B = Analógico y Digital

C = Serial, Analógico y Digital

3. Fuentes de Calibración

N = Sin fuentes de calibración opcionales

A = Titulación en fase gaseosa

B = Titulación en fase gaseosa y fotómetro

4. MFC Cero Interno

A = 5 SLPM

B = 10 SLPM

C = 20 SLPM

5. MFC de Gas de Calibración #1 (debe ordenar al menos uno de #5 o #6)

N = Ninguno

A = 50 SCCM

B = 100 SCCM

C = 200 SCCM

6. MFC de Gas de Calibración #2 (debe ordenar al menos uno de #5 o #6)

N = Ninguno

A = 1 SLPM

B = 2 SLPM

C = 5 SLPM

Su Código de Pedido: 146iQ -

--	--	--	--	--	--

Estados Unidos

27 Forge Parkway
Franklin, MA 02038
Ph: (508) 520-0430
Fax: (508) 520-2800
orders.aqi@thermofisher.com

India

C/327, TTC Industrial Area
MIDC Pawane
New Mumbai 400 705, India
Ph: +91 22 4157 8800
india@thermofisher.com

China

+Units 702-715, 7th Floor
Tower West, Yonghe
Pequim, China 100007
Ph: +86 10 84193588
info.eid.china@thermofisher.com

Europa

Ion Path, Road Three,
Winsford, Cheshire CW73GA
UK Ph: +44 1606 548700
Fax: +44 1606 548711
sales.epm.uk@thermofisher.com

Más información en thermofisher.com/146iQ
thermofisher.com/iQSeries

ThermoFisher
SCIENTIFIC